

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



LITTLE JUNIOR BUSTE SIMPLE Ref :
8889

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Composition:

- 1 mannequin,
- 1 sac souple,
- 1 tapis de sol,
- 2 masques de visage,
- 2 voies respiratoires,
- 1 flacon de désinfectant haute qualité pour mannequin et
- 1 mode d'emploi

information supplémentaire

127

127

Caractéristiques:

- les voies respiratoires peuvent être ouvertes par la bascule de la tête et la subluxation de la mâchoire,

- "cliquet" sonore de compression confirmant la profondeur correcte de compression,

- voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide (pas de changement entre deux élèves tout en évitant le risque de contamination croisée grâce à une valve unidirectionnelle),

- masques de visage interchangeables et réutilisables (compatibles avec le mannequin resusci Junior)

Disponible en version noire.