

# INTER MEDICAL FOCSE

**INTER MEDICAL FOCSE**



## COLLIER CERVICAL MONO VALVE Ref : 10712

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Ce collier original est considéré comme le point de référence de l'immobilisation sûre et stable du rachis cervical. C'est un collier cervical mono valve prêt à l'emploi, intuitif et facile à utiliser grâce à sa fermeture velcro réglable.

192
-----

192
-----

### information supplémentaire

La structure principale, réalisée en polyéthylène à haute densité, est moulée à injection.

Il soutient parfaitement le poids de la tête en enveloppant la zone occipitale et mandibulaire, grâce à sa forme anatomique il offre un choix idéal de tailles avec une méthode simple et précise de mesure avec les doigts, il réduit au minimum la flexion-extension, il minimise la pression sur la carotide et garantit la radio-compatibilité et la compatibilité avec scanner et IRM.

Il permet une utilisation immédiate grâce à son pré assemblage et assure une utilisation même à températures extrêmes. Il simplifie les opérations de nettoyage et de désinfection.

Le restyling nous a permis de:

- augmenter la cavité antérieure pour contrôler plus facilement le pouls carotidien et créer une pratique voie d'accès pour la trachéotomie

- augmenter la surface colorée pour simplifier l'identification des différentes tailles

- redessiner tous les modèles de collier et réduire le nombre de tailles tout en conservant la même précision de l'immobilisation

- augmenter la courbe des bords pour améliorer le confort de la victime

- augmenter l'épaisseur et la densité de l'expansé du revêtement interne

Disponibles en Cinq tailles