



INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



[Contactez-nous pour un tarif](#)

Les masques en silicone avec bourrelet ouvert Ambu® ont été conçus pour être utilisés avec les insufflateurs et ventilateurs manuels ou automatiques.

information supplémentaire

286

286

Caractéristiques principales

Les masques en silicone avec bourrelet ouvert Ambu sont transparents et permettent de surveiller :

? Si le patient commence à saigner de la bouche ou du nez,

? S'il commence à vomir,

? S'il reprend une respiration, dans ce cas le masque facial s'embuera,

? La couleur des lèvres du patient.

Caractéristiques techniques

Les tailles 0, 1 et 2 sont des modèles circulaires

Les tailles 3, 4 et 5 sont des modèles ovales

Tous les modèles sont autoclavables à 134°C/18 minutes (procédure « prion »)

Ne contient pas de latex.

Disponibles en 6 tailles différentes.

- taille 0 pour nouveau-nés

- taille 1 pour bébés

- taille 2 pour petits enfants

- taille 3 pour enfants

- taille 4 pour adolescents

- taille 5 pour adultes