



INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



[Contactez-nous pour un tarif](#)

Les masques en silicone avec bourrelet ouvert Ambu® ont été conçus pour être utilisés avec les insufflateurs et ventilateurs manuels ou automatiques.

information supplémentaire

| |
|-----|
| 286 |
|-----|

| |
|-----|
| 286 |
|-----|

Caractéristiques principales

Les masques en silicone avec bourrelet ouvert Ambu sont transparents et permettent de surveiller :

? Si le patient commence à saigner de la bouche ou du nez,

? S'il commence à vomir,

? S'il reprend une respiration, dans ce cas le masque facial s'embuera,

? La couleur des lèvres du patient.

Caractéristiques techniques

Les tailles 0, 1 et 2 sont des modèles circulaires

Les tailles 3, 4 et 5 sont des modèles ovales

Tous les modèles sont autoclavables à 134°C/18 minutes (procédure « prion »)

Ne contient pas de latex.

Disponibles en 6 tailles différentes.

- taille 0 pour nouveau-nés

- taille 1 pour bébés

- taille 2 pour petits enfants

- taille 3 pour enfants

- taille 4 pour adolescents

- taille 5 pour adultes