

# INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



**POCHÉ TRIPTYQUE MYSTIC Ref :**  
8571

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Dimensions (repliée):

Largeur: 23cm Longueur: 35cm Hauteur:  
10cm

Poids: 450g.

Couleurs:

-Rouge (circulatoire)

-Bleue (Intubation)

-Verte: (pansements)

## information supplémentaire

-Tissu nylon 420D + renfort PVC noir (dessous en polyester noir 600d).

-Dessous et tranche avec velcro (pour la fixation dans les sacs).

-Poignée rubber anti-dérapante.

-Bandes rétro-réfléchissante en face avant et porte étiquette.

Compartiments internes en filet élastique avec portes étiquettes.

-Ouverture en triptyque.

-Elastiques porte matériels avec repères couleur.

-Intérieur en nylon enduit étanche.

-double zipper YKK plombable et cadennassable.

415
-----

415
-----