

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



INSUFFLATEUR UU AD PLUS SPUR II

Ref : 12710

[Contactez-nous pour un tarif](#)

AVEC VALVE PATIENT BALLON
RESERVOIR OXYGENE ET TUBULURE
OXYGENE

MASQUES FACIAUX TAILLE GRAND

ADULTE : T6 ET ADULTE MEDIUM : T5

Les insufflateurs monopatients Ambu

SPUR II (SPUR = Single Patient Use

Resuscitator) sont destinés à la ventilation

manuelle de patients nouveau-nés,

pédiatriques et adultes. Le concept patient

unique réduit les risques de contamination

croisée sans faire intervenir les

procédures de nettoyage, de désinfection

et de stérilisation consommatrices de

temps, de maintenance et d'énergie.

496

496
