

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



SAC CITY ROUGE + 3 TROUSSES Ref : 13130

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Sac d'intervention pour premiers secours de proximité.
Matériaux CORDURA (R) ou DICKSON bâche Fond antidérapant à haute résistance à l'abrasion Fermeture à glissière : YKK haute résistance Equipement externe Bande rétroréfléchissante Bretelles larges et confortables pour portage à dos Une poche grande volume - Une poche pour documents Equipement interne 3 trousse transparentes et amovibles de coloris différents Une façade équipée de poches filets Un volet central amovible équipé de poches filets et élastiques de maintien Peut recevoir 3 trousse STREAM à la place des trousse transparentes.

518

518

information supplémentaire

Dimensions (Hors poche externe) Hauteur:47 cm Largeur :36 cm Profondeur:18 cm Vol.:38 L

Poids:2,9 kg Poche frontale: Hauteur: 35 cm Largeur: 28 cm Profondeur: 8 cm