

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



CHAISE PORTOIR 2 ROUES Ref : 10763

[Contactez-nous pour un tarif](#)

La plus légère des chaises se caractérise aussi pour l'extrême simplicité d'utilisation et pour être extrêmement compacte en position fermée. Cette caractéristique lui confère une extrême adaptabilité d'installation sur l'ambulance.

information supplémentaire

La chaise Spencer 420 est fournie avec deux ceintures en polypropylène 50 mm.

Profondeur: 1170 mm

Largeur: 10 mm

Hauteur: 900 mm

Poids:10.5 kg

184
184