

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



MANO ETRIER MEDISELECT II Ref :
9489

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Détendeur avec débitmètre disponible en étrier.

information supplémentaire

- Conçu pour une pression d'entrée de 300 bar.
- Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression
- Nouveau type de manomètre, avec une résistance éprouvée aux chocs
- Sortie du débit rotative à 360° afin de permettre une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient (évitant ainsi toute torsion)
- Innovation sécurité : dispositif de réglage des débits conçu pour délivrer le gaz, même entre deux positions.
- Lecture frontale et latérale des valeurs de débit.
- Un nombre plus important d'orifices précalibrés augmente les possibilités thérapeutiques.
- La position 15 l/min est un plus en réanimation, tandis que la valeur 7 l/min est spécialement destinée à la nébulisation.

280
280