
INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



COLLIER RENFORCÉ DOUBLE Ref : 9497

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Collier cervical de type C2. Renforts mentonniers rigides métalliques modelables. Housses en tissu lavable. Fermeture de type velcro. Renforts occipitaux métalliques, rigides, modelables. Indications : traumatologie du rachis cervical (entorses). Torticolis.

Disponible en Taille 1, 2 et 3.

| |
|-----|
| 436 |
|-----|

| |
|-----|
| 436 |
|-----|