

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



INSUFFLATEUR UU ENF. PED. PLUS SPUR II Ref : 12711

[Contactez-nous pour un tarif](#)

AVEC VALVE DE SURPPRESSION
BLOCABLE AVEC BALLON RESERVOIR
OXYGENE ET TUBULURE OXYGENE
MASQUES FACIAUX TAILLE ENFANT : T
3 ET BEBE : T2 Les insufflateurs
monopatiens Ambu SPUR II (SPUR =
Single Patient Use Resuscitator) sont
destinés à la ventilation manuelle de
patients nouveau-nés, pédiatriques et
adultes. Le concept patient unique réduit les
risques de contamination croisée sans faire
intervenir les procédures de nettoyage, de
désinfection et de stérilisation
consommatrices de temps, de maintenance
et d'énergie.

497

497
