

# INTER MEDICAL FOCSE

*INTER MEDICAL FOCSE*



**SKILLGUIDE** Ref : C10659

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Le nouveau SKILLGUIDE offre en temps réel un feedback complet de la qualité de vos compressions et de vos insufflations . Petit, maniable, lumineux et léger, le nouveau Skillguide est compatible avec Resusci Anne QCPR et Resusci Baby QCPR Le nouveau Skillguide offre aux instructeurs un moyen économique de fournir aux apprenants un feedback en temps réel ainsi qu'un compte rendu objectif des performances réalisées pendant l'entraînement à la Réanimation cardio-pulmonaire. Un mode "aveugle" est également disponible afin de tester la pratique pendant les examens

131

131

## information supplémentaire

? Feedback en temps réel

? Profondeur des compressions

? Taux de compression

? Compressions imparfaites

? Volume des insufflations

Compte rendu:

? Taux de compressions correctement réalisées (en %)

? Taux d'insufflations correctement réalisées (en %)

? Durée de la RCP

? Rythme des compressions