

# INTER MEDICAL FOCSE

**INTER MEDICAL FOCSE**



**POMPE ALU POUR ATTELLES** Ref : 10992

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Corps en aluminium, frettes en aluminium pressé-fondu, queue de soupape fixée mécaniquement sur la poignée. Robuste, légère et compacte, est équipée d'une valve unidirectionnelle et d'un tuyau de diamètre généreux qui la rendent capable d'aspirer en peu de temps l'air contenue dans les attelles.

## information supplémentaire

La connexion vers la valve des attelles est obtenue avec un tuyau toilé anti-écrasement de diamètre généreux. L'encombrement minime permet de placer la pompe à l'intérieur de tous les sacs des attelles.

Hauteur: 310 mm

Poids: 500 g

Diamètre chambre: 36 mm

197
197