

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



OXYMETRE DE POULS DOIGTIER AVEC POCHETTE Ref : C14378

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Pour adultes et enfants Petit et léger Haute luminosité par LED Affichage du SpO2 et du pouls
Faible consommation d'énergie Indicateur de batterie faible Mise hors tension automatique,
Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies...

Contenu de la trousse

Livré avec 1 pochette de transport nylon SpO2: Plage de mesure 70% - 99%

Résolution $\hat{A}\pm 1\%$ Précision de la mesure : 80% - 99% $\hat{A}\pm 2\%$ / 70% - 79% $\hat{A}\pm 3\%$

Pouls: Plage de mesure 30 - 235 bpm Résolution $\hat{A}\pm 1$ bpm Précision de la mesure :

30 - 99 bpm : $\hat{A}\pm 2$ bpm / 100 - 235 bpm : $\hat{A}\pm 2\%$ Dimensions : 58 x 33 x 37 mm

Poids 50 g

221
221