

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



CHAISE TRANSPORT PLIABLE EN 2

Ref : 10506

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Cette chaise est conçue pour le transport des patients dans des lieux à accès difficile.

information supplémentaire

Elle est pliable pour un gain de place quand elle n'est pas utilisée.

Elle est équipée de 4 poignées pour son utilisation et de 2 ceintures pour la sécurité du patient.

Elle est conçue en structure aluminium haute résistance.

Dimensions : 50 x 41 x 85 cm

Dimensions pliée : 19 x 45 x 85 cm

Poids : 11 kg

Poids en charge : 159 kg

237
237