

INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



**HOUSSE MORTUAIRE
BIODEGRADABLE Ref : C 16049**

[Contactez-nous pour un tarif](#)

HOUSSE MORTUAIRE
BIODEGRADABLE.

information supplémentaire

**HOUSSE MORTUAIRE BIODEGRADABLE Housse mortuaire
biodégradable** **Épaisseur 160 µm (micron) Dimension : Longueur 217 cm x
largeur 90 cm x hauteur 0.32 mm Matière : polypropylène non tissé avec
un film polyéthylène biodégradable. Taille unique adaptée à la
morphologie d'un adulte. Double fermeture éclair centrale. Poids unitaire
368 g Conditionnement : housse dans sachet unitaire par carton de 25
housses**

586

586
